

N.E.W. *New Energy Waver*®

Terahertztechnologie für Gesundheit,
Wellness und Schönheit

Terahertztechnology for health, Wellness
and beauty

**Liebes Mitglied von DaHannes/
Dear Member of DaHannes:**

**Das ist dein Produkt zum gebuchten New
Energy Waver Workshop.**

This is your device for your booked New
Energy Waver Workshop.

**Bitte die Angaben sorgfältig vor Gebrauch
lesen.**

Please read all instructions carefully.

**Produktinformationen/
Productinformations:**

Modell/ Product mode: KY-6.0 Premium
Spannung/ Rated Voltage: 220 V
Frequenz/ Rated Frequency: 50 Hz
Stromstärke/ Rated Power: 750 W
Qualitätsstandard/ Quality standard:
GB 4706

Herkunft/ Place of origin: PRC
CE Zertifiziert 

Funktionen /Instructions:

1. Level: **Gebläse stark, Wärme mild**
blower strong, heat mild.
2. Level: **Gebläse schwach, Wärme mild**
weak fan, mild heat
3. Level: **Gebläse stark, Wärme stark**
blower strong, heat strong

**N.E.W. – New Energy Waver
ist kein Medizinprodukt und darf nicht für
medizinische Zwecke verwendet werden.**

**N.E.W. – New Energy Waver
is not a medical device and cannot be used
for medical purposes.**

Anleitung Zusammenbau

**Der NEW ENERGY WAYER besteht aus 2
Teilen.**

Entnimme beide Teile der Verpackung.

**Entferne vorsichtig die Umverpackung und
füge den kürzeren Teil an der gekennzeich-
neten Stelle mit dem Motorteil
zusammen.**

**Achte auf den Pfeil am goldenen Ring.
Setze beide Teile passend vorsichtig
zusammen**

und ca. 1/2 cm drehen. Je nachdem, wie

**Du das Gerät hältst, rechts oder links
drehen.**

**Bitte beim Zusammenbau des NEW
ENERGY WAYERS darauf achten, dass das
Unterteil im**

**Bajonettverschluss gut eingerastet ist und
fest sitzt – sonst kann das Unterteil beim
Bewellen locker und.**

die Kristallröhre beschädigt werden.

Jetzt ist das Gerät bereit für die Verwendung.

**Beachte die Anwendungsvorschläge im
Gerät.**

Assembly instructions

The NEW ENERGY WAYER consists of 2
parts.

Remove both parts of the packaging.

Carefully remove the outer packaging and
attach the shorter part to the marked place
with the engine part.

Note the arrow on the gold Ring. Put both
parts together carefully and turn about 1/2
cm, depending on how you hold the device,
turn it to the right or left.

When assembling the NEW ENERGY
WAYER, please ensure, that the lower part
in the bayonet lock is properly engaged and
is firmly seated - otherwise the lower part
can become loose and when waving the
crystal tube may be damaged.

Now the device is ready for use.
Note the application suggestions of the
device.



Sicherheitshinweise

1. **Verwende den passenden Stroman-
schluss 220V**
2. **Das Gerät ist mit einer stoßempfindli-
chen Kristallröhre ausgestattet**
3. **Zur Vermeidung der Überhitzung
Luftstrom nicht blockieren**
4. **Zum Schutz vor Stromschlägen dürfen
Kabel, Stecker und Gerätekörper nicht mit
Wasser oder anderen Flüssigkeiten in
Berührung kommen.**
5. **Ziehe den Stecker, wenn das Gerät nicht
benutzt wird.**
6. **Verwende das Gerät nur für vorgesehene**

Anwendungen.

**7. Anwendung nicht länger als 60 Minuten
– vor Wiederverwendung abkühlen lassen.**

**8. Der Überhitzungsschutz unterbricht die
Stromzufuhr bei Überhitzung und schaltet
sie automatisch wieder ein, nachdem der
Motor abgekühlt ist.**

**9. Kabel, Stecker und Gerät niemals mit
Wasser in Berührung bringen.**

**10. Wenn das Netzkabel beschädigt ist,
muss es durch eine qualifizierte Person
ersetzt werden, um eine Gefährdung zu
vermeiden.**

**11. Lasse das Gerät niemals eingeschaltet
unbeaufsichtigt.**

**12. Schalte das Gerät nicht ein, wenn es
defekt ist.**

**13. Kinder dürfen dieses Gerät nicht ohne
Aufsicht bedienen.**

**14. Halte beim Anwenden genügend
Abstand, um Verbrennungen zu
vermeiden.**

**15. Schließe die Augen bei der Anwendung
in diesem Bereich.**

**16. Metallische Implantate, Herzschritt-
macher, Stents, Medikamentenpumpe
oder Füllstoffe können sich erwärmen,
diesen Bereich auslassen.**

**17. Bei Schwangerschaft, Stillzeit und
während der monatlichen Blutung nicht
anwenden.**

**18. Das Gerät ist ein Präzisionsgerät, der
Benutzer darf das Gerät nicht zerlegen,
sonst kann die Funktionalität nicht
gewährleistet werden.**

**19. Informiere dich über die Anwendungen
und Handhabung des NEW ENERGY
WAYERS bei unseren Workshops:
siehe: www.new-energy-waver.com**

Safety instructions

1. Use the appropriate 220V power
connection
2. The device is equipped with a shock-sen-
sitive crystal tube
3. To avoid overheating, do not block airflow
4. To protect against electric shock, the
cord, plug and body of the device shall not
be allowed to come into contact with water
or other liquids.
5. Unplug the device when not in use.
6. Only use the device for intended
applications.
7. Use no more than 60 minutes - allow to
cool before reuse.

8. Overheat protection cuts off the power supply when the motor overheats and turns it on again automatically after the motor has cooled down.
9. Never let the cable, plug and device come into contact with water.
10. If the power cord is damaged, it must be replaced by a qualified person to avoid a hazard.
11. Never leave the device switched on unattended.
12. Do not switch on the device if it is defective.
13. Children are not allowed to operate this device without supervision.
14. Keep enough distance when applying to avoid burns.
15. Close your eyes when applying to this area.
16. Metallic implants, pacemakers, stents, drug pumps or fillers can heat up, skip this area.
17. Do not use if pregnant, breastfeeding or during monthly bleeding.
18. The device is a precision device, the user must not disassemble the device, otherwise the functionality can not be guaranteed.
19. Find out about the applications and handling of the NEW ENERGY WAYER at our workshops:
see: www.new-energy-waver.com

Garantie Bestimmungen/ Warranty Terms:

Ein Jahr Garantie (ab Bezugsdatum mit Rechnungsbeleg)

One year guarantee (from purchase date with receipt)

Bitte beachte die Sicherheitshinweise auch für die Garantiegewährleistung!

Please note the safety instructions for warranty guarantee!

Sollte das Produkt während der Garantiezeit aufgrund von Material und Verarbeitungsfehlern defekt sein, wende dich bitte an DaHannes.

If the product is defective during the warranty period due to defects in material and workmanship, please contact DaHannes.

Die Garantie erlischt bei/ the following conditions are not within the warranty of the device:

- alle Schäden, die durch menschliche Faktoren verursacht werden, einschließlich Herunterfallen, Stoß, Demontage, Reparatur und Modifikation des Produkts
- all damages, caused by human factors, including dropping, impact, disassemble, repair and modification of the product
- **Verwendung in einer abnormalen Arbeitsumgebung, einschließlich Schäden durch Kontakt mit Wasser oder instabiler Stromversorgungsumgebung**
- use in an abnormal working environment, including damage caused by contact with water or unstable power supply voltage environment
- **andere Geräteschäden, die durch Nichtbeachtung der Anweisungen oder unsachgemäße Lagerung verursacht wurden**
- Other device damage caused by the user's failure to comply with the instructions or improper storage

Info und Bezug: Verein DaHannes, Unterstützungsverein zur Wissensvermittlung, Lebensbegleitung und Bewusstseinsbildung um das Wissen der Gesundheitsprävention, der Digitalisierung und Social Media

WEB: www.new-energy-waver.com
 WEB: www.dahannes.com
 E-Mail: office@dahannes.com



www.new-energy-waver.com



www.dahannes.com

www.new-energy-waver.com
www.dahannes.com



N.E.W.
New Energy Waver®

Terahertz Frequenz